



КАРТРИДЖ ФОТОМЕТРА «ЭКСПЕРТ-003»

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Перед началом работы с новыми картриджами рекомендуется выполнить для каждого картриджа следующую разовую процедуру настройки.

Включите фотометр, установите в фотометрическую ячейку переходник для кюветы 10×10мм (при отсутствии переходника в комплекте используйте 50 мм кювету с дистиллированной водой), войдите в режим измерения и вставьте картридж. Нажмите клавишу **«ТК» («F1»** для модели фотометра «Диалог»), подтвердите действие клавишей **«ВВОД»** и дождитесь окончания процедуры. После возврата в состояние измерения нажмите клавишу **«Ф1» («НОЛЬ»** для модели фотометра «Диалог») для обнуления показания оптической плотности.

Далее, используя Т-образную металлическую пластину из комплекта фотометра, перекройте отверстие фотоприемника в кюветном отделении. Не выходя из режима измерения нажмите клавишу **«Ф2» («F2»** для модели фотометра «Диалог») и подтвердите действие клавишей **«ВВОД»**. При запросе пароля введите **«314»**. Дождитесь звукового сигнала и извлеките пластину из кюветного отделения.

Настройка картриджа завершена.